ジルコニア含有支台歯築造用レジン

Oxford Flow Core ZR オックスフォード フローコア ZR



天然象牙質に近似した切削感

硬化後は天然象牙質に近似した切削感で、歯質とのギャップの無い美しい形成面が得られます。

優れたデュアルキュア性能

光重合、化学重合ともに、優れた強度を持ちます。



■ 天然象牙質に近似した切削感

オックスフォード フローコア ZR の被削性は、象牙質に近似し ているため、支台歯形成の際に象牙質との移行部にギャップが 生じにくく、歯質を削っているような感覚で美しい切削面を形 成することができます。

■ ジルコニア配合による高強度レジン

ナノ粒子のジルコニアフィラーを配合し、 耐久性に優れた強度を持ちます。

圧縮強度 320MPa

■ デュアルキュアによるシャープな硬化

光重合+化学重合のデュアルキュアにより、スピーディーかつ 確実な硬化が期待できます。



■ アクセスチップによる確実な充填

2種類の専用アクセスチップが装着できます。 築造窩洞の大きさに合わせて、気泡のない確 実な充填が可能です。





■ 思い通りの築盛

適度なチクソトロピー性と、流動性を備えており、直接法・間接 法ともに、思い通りの築盛が可能です。

■ 2通りの使用方法

シリンジ単体でも、専用のディスペンサ-に装着しても使用できます。



専用ディスペンサーガン (別売)

ディスペンサーガンに装着することで、支 台築造作業をよりスムーズにおこなえます。



■ テクニカルデータ

圧縮強さ	320MPa
引っ張り強さ	53MPa
曲げ強さ(光重合-化学重合)	145MPa-123MPa
弾性係数(光重合-化学重合)	7400-5400MPa
重合深度	2.5~5mm
照射時間(光重合)	20秒
硬化時間(化学重合)	3分30秒

■ 包装

オックスフォード フローコア ZR

5mLシリンジ (9g) ----- 1本 ミキシングチップ (ブラウン)---5個 アクセスチップS ----- 5個 色調: A2



■ アクセサリー

- ディスペンサーガン (4mLシリンジ用) [5mLシリンジ兼用]
- ミキシングチップ (ブラウン) 48本入/アクセスチップL付き
- ミキシングチップ (ブラウン) 50本入/アクセスチップS付き ※ミキシングチップ (ブラウン) に付属するアクセスチップ (L/S) の単品販売はございません。

関連製品

ファイバーコア ポスト

高い特性を発揮する S グラスファイバーを束 ね、その間に高強度のマトリックスレジンを含 浸・重合させた、支台築造用ポストです。歯の たわみに応じて屈曲しながら応力を分散する ため、歯への負担を大幅に軽減します。



管理医療機器 認証番号:222AGBZX00195000号

ファイバークリア ポスト 4X

1mm のアルミニウム板と比較して約 4倍のX線造影性を有しており、築造 窩洞内への挿入状態確認、予後の診 断も、さらに容易におこなえます。



管理医療機器 認証番号:226AFBZX00041000号

イーライズ コンディショナー

接着性モノマーとの反応に必要 なカルシウム成分の減少を抑え ながら、接着阻害となるスメア 層を効果的に除去



管理医療機器 認証番号: 226AKBZX00084000号

イーライズ プライマー

ボンディング材の過剰な浸透と 歯質内の水分上昇を同時に抑制、 充填用レジンの重合収縮による コントラクションギャップを阻止



イーライズ デンティンボンドⅡ

-ライズ コンディショ /プライマーで処理 された象牙質に適したボ



製造販売元:株式会社ユーデント 認証番号:228AKBZX00008A01号

セラミックスボンド IK

ポストの表面および間接法で作 成された支台築造体接着面へ のシランカップリング処理に。



管理医療機器 認証番号:224AKBZX00125000号

オックスフォード フローコア ZR

管理医療機器 歯科材料5 歯科用接着充填材料 歯科用支台築造材料(38789000) 認証番号:303AKBZX00053000号

ディスペンサーガン (4mL・5mLシリンジ用)

─般医療機器機器具65 歯科用充填器 歯科用充填・修復材補助器具 (38782000) 属出番号:1382X00022000022号

ミキシングチップ (ブラウン)

─般医療機器機械器具65 歯科用充填器 歯科用充填・修復材補助器具(38782000) 届出番号:13B2X00022000010号

で使用の際は、製品添付文書を必ずご確認ください。





ノトロン ジャパン

〒140-0014 東京都品川区大井 4-13-17 5F·6F TEL.03-5746-0316 FAX.03-5746-0320