

OPC 3G Range Shade Chart (B Range)

シェード	コアシテイン	歯頸部		オペーシヤス		切端部	比率	ボディ	比率	透明部	エナメル		比率
			比率	中央部	比率								
B1	CS-1	オペーシヤス B0	10	オペーシヤス B0		オペーシヤス B0		ボディ B1		オパールインサイザル(クリア)	オパールインサイザル(ニュートラル)	10	
		オペーシヤスモディファイヤ クロマB	1								インサイザル(ITIイエロー)	5	
B2	CS-1	オペーシヤス B0	10	オペーシヤス B0	10	オペーシヤス B0		ボディ B2		オパールインサイザル(クリア)	オパールインサイザル(ニュートラル)	10	
		オペーシヤスモディファイヤ クロマB	2	オペーシヤスモディファイヤ クロマB	1						インサイザル(ITIイエロー)	10	
B3	CS-3	オペーシヤス B0	10	オペーシヤス B0	10	オペーシヤス B0	10	ボディ B2	10	オパールインサイザル(ライト)	オパールインサイザル(ニュートラル)	10	
		オペーシヤスモディファイヤ クロマB	3	オペーシヤスモディファイヤ クロマB	2	オペーシヤスモディファイヤ クロマB	1	ボディ A3	10		インサイザル(ITIイエロー)	10	
B4	CS-3	オペーシヤス B0	10	オペーシヤス B0	10	オペーシヤス B0	10	ボディ B2	10	オパールインサイザル(ライト)	オパールインサイザル(ニュートラル)	10	
		オペーシヤスモディファイヤ クロマB	4	オペーシヤスモディファイヤ クロマB	3	オペーシヤスモディファイヤ クロマB	2	ボディ A3	10		インサイザル(ITIオレンジ)	10	
								モディファイヤー(オレンジ)	3				

※本チャートはOPC 3G ベーシックセレクションを用いた場合の基本的薬盛配合を示しています。メーカーによるシェードコーディネーションチャート(マニュアル)とは異なりますことご了承ください。

Design: RADICAL SPACE Toshiaki Kawabata

Rev. 07.12.03.