

フロアブルレジン フローイット ALC

Flow-It® ALC™

Accelerated Light Cure




フローイットALCは、合計24色の豊富なバリエーションを持つフロアブル・コンポジットレジンです。適度な粘稠度と流動性を持ち、窩洞内へスムーズに流し込むことができます。

ミディアムフロー タイプ



合計 22 色の豊富なバリエーション

基本色 (A1~D4) に加えて、エクストラライト (ブリーチ色)、乳歯向けなど、豊富なカラーバリエーションにより、様々な症例にご使用いただけます。



表示されている色調は印刷のため、実際の色調と異なる場合があります。

適度な粘稠度と流動性

窩洞内へスムーズに流し込むことができます。

フィラー 66%含有

マイクロハイブリッドフィラーを、66%含有しています。

適応症例

V級窩洞修復、裂溝及び小窩等の充填
大きな窩洞修復のベース材として
アンダーカットのブロックアウト、小さな1級、3級窩洞修復
充填を兼ねた審美的シーラント、欠損したエナメル質表面の充填
ポーセレンまたはレジン修復部の修理

重合時間	重合時間	
	ハロゲン照射器	ハイスピードライト (高出力照射器)
重合 (2mm 以内)	10 秒	3 秒
最終重合	20 秒	6 秒

使用される照射器の光量が十分であるか定期的を確認してください。またご使用になる照射器の使用説明書に記載されている照射条件を事前に確認してからご使用ください。

データシート			
フィラー率 (wt%)	66	吸水量 (µg/mm³/wk)	15.2
引っ張り強さ (MPa)	51	フィラーサイズ (µm)	0.04 - 4
弾性係数 (GPa)	4.1	曲げ強さ (MPa)	110
熱膨張係数 (ppm)	36	圧縮強さ (MPa)	254

商品構成

フローイット ALC バリューストック	フローイット ALC 単品
フローイット ALC [1mL シリンジ] 6本 (各色) ニードルチップ 20G×50本	フローイット ALC [1mL シリンジ] 1本 (各色) ニードルチップ 20G×5本

管理医療機器 歯科材料 5 歯科用接着充填材料 歯科充填用コンポジットレジン (70847002) 認証番号: 21400BZY00448000 号

ご使用の際は、添付文書をよくお読みください。